

LightHub other lasers wavelength and power

Wavelengths and powers (internal laser power):

375nm / 20mW, 70mW
395nm / 120mW
405nm / 60mW, 120mW, 300mW
415nm / 120mW
425nm / 120mW
445nm / 50mW, 100mW
457nm / 100mW
460nm / 100mW
473nm / 20mW, 80mW, 100mW
488nm / 20mW, 60mW, 80mW, 100mW, 150mW, 200mW
515nm / 25mW, 50mW, 80mW, 100mW
515nm / 150mW *
532nm / 25mW, 50mW, 100mW, 150mW *
540nm / 25mW, 50mW *
561nm / 25mW, 50mW, 75mW, 100mW, 150mW *
568nm / 50mW, 75mW, 100mW, 150mW *
594nm / 25mW, 50mW, 100mW *
638nm / 40mW, 100mW, 150mW
642nm / 140mW
647nm / 140mW
660nm / 130mW
685nm / 50mW
705nm / 40mW
730nm / 40mW
785nm / 120mW
808nm / 140mW
830nm / 140mW

*DPSS Laser
